

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS

GENVINSET HLA B27 v5

LOT

210913v5

REF

GVSB2705-48

GVSB2705-24



(exp)

2022/09/13



-18°C to/a -30°C

Storage / Conservación

IVD

CE 2797

REF		LOT	 (exp)		TEST	OK
GVS-RB	Reaction Blank	210917RB	2023/08/17	1 x 100 µL	Contamination / Contaminación	✓
GVS-B27v5-PM Primer Mix		210913PMv5	2022/09/13	2 x 220 µL 1 x 220 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Specificity / Especificidad	✓
GVS-B27v5-MM Master Mix		210915MMv5	2022/09/15	2 x 276 µL 1 x 276 µL	Amplification / Amplificación	✓
GVS-B27v5-C+ Positive Control	210921C+		2022/09/21	1 x 10 µL	Amplification / Amplificación	✓

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rv03-(03-04-2021)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente.

Product Specialist/ Especialista Producto:

Alba Beltrán Date/ Fecha 2021/09/24

Signature / Firma



QC Responsible / Responsable Calidad:

Noelia Cuadrado Date/ Fecha 2021/09/24

Signature / Firma



IMPORTANT / IMPORTANTE:

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com